

DOS NA 120

Pompe doseuse à soufflet
pour le dosage de produits liquides et neutres/alcalins.



- Pour le dosage des détergents liquides, émulsifiants
- Pour le dosage des désinfectants chimiques
- Pour l'installation ultérieure par service après-vente de Miele

Code EAN: 4002514641911 / Numéro de matériel: 07514610 /
Ancien Numéro de matériel: 69226005D

Famille produit	
Laveurs-désinfecteurs, laboratoire	•
Laveurs-désinfecteurs, médical	•
Accessoires	
PG 8536	•
Catégorie de produit	
Système de dosage	•
Raccordement électr. standard	
Nombre de phases de courant	0
Tension en V	0
Fréquence en Hz	0
Puissance totale de raccordement en kW	0,00
Protection par fusible en A	0
Dimensions et poids	
Dimension extérieure, hauteur nette en mm	0
Dimension extérieure, largeur nette en mm	0
Dimension extérieure, profondeur nette en mm	0
Dimension extérieure, hauteur brute en mm	11 13/16 (300)
Dimension extérieure, largeur brute en mm	9 7/8 (250)
Dimension extérieure, profondeur brute en mm	16 9/16 (420)
Poids net en kg	6 (2,45)
Poids brut en kg	7 (2,89)