

ALWD BS 27/28

Scanner

pour saisie simplifiée codes barres pour reconnaissance utilisateur et charg.



Code EAN: 4002514753416 / Numéro de matériel: 07686510 /
Ancien Numéro de matériel: 69247012D

Famille produit	
Laveurs-désinfecteurs grande cuve, laboratoire	•
Laveurs-désinfecteurs grande cuve, médical	•
Accessoires	
PG 8527	•
PG 8528	•
Catégorie de produit	
Autres accessoires	•
Dimensions et poids	
Dimension extérieure, hauteur nette en po (mm)	0 (0)
Dimension extérieure, largeur nette en po (mm)	0 (0)
Dimension extérieure, profondeur nette en po (mm)	0 (0)
Dimension extérieure, hauteur brute en po (mm)	12 1/16 (305)
Dimension extérieure, largeur brute en po (mm)	11 13/16 (300)
Dimension extérieure, profondeur brute en po (mm)	7 7/8 (200)
Poids net en lb (kg)	2 (0,90)
Poids brut en lb (kg)	3 (1,00)

- Raccordement scanner avec scanner
- Enregistrement des données pour la traçabilité du processus
- Convient aux côtés propres, souillés ou les deux*

* La combinaison du scanner et de l'imprimante n'est disponible que du côté propre.