

E 936

Complément

pour la prise en charge optimale de 15 poignées d'éclairage max.



Code EAN: 4002514811260 / Numéro de matériel: 07759480 /
Ancien Numéro de matériel: 69593601D

Famille produit	
Laveurs-désinfecteurs grande cuve, médical	•
Accessoires	
G 7823	•
G 7824	•
G 7826	•
PG 8527	•
PG 8528	•
Catégorie de produit	
Autre complément	•
Caractéristiques produit	
Matériau	Inox
Couleur	Inox
Domaine d'application	
Traitement des instruments chirurgicaux	•
Capacité	
Poignées d'éclairage [nombre]	15
Raccordement électr. standard	
Nombre de phases de courant	0
Tension en V	0
Fréquence en Hz	0
Puissance totale de raccordement en kW	0,00
Protection par fusible en A	0
Dimensions et poids	
Dimension extérieure, hauteur nette en po (mm)	3 9/16 (90)
Dimension extérieure, largeur nette en po (mm)	9 11/16 (245)
Dimension extérieure, profondeur nette en po (mm)	19 11/16 (500)
Dimension extérieure, hauteur brute en po (mm)	5 1/8 (130)
Dimension extérieure, largeur brute en po (mm)	10 7/8 (275)
Dimension extérieure, profondeur brute en po (mm)	20 7/8 (530)
Poids net en lb (kg)	2 (0,50)
Poids brut en lb (kg)	3 (0,92)