

E 499

Dispositif de rinçage

pour la prise en charge de canules d'aspiration, de rinçage et en verre.



- Différents racc. possibles pour canules aspiration & rinçage
- Compatible avec les chariots de chargement avec buses à injection

Code EAN: 4002514811482 / Numéro de matériel: 07759500 / Ancien Numéro de matériel: 69549901D

<b>Famille produit</b>	
Laveurs-désinfecteurs, médical	•
Laveurs-désinfecteurs grande cuve, médical	•
<b>Accessoires</b>	
G 7826	•
PG 8527	•
PG 8528	•
PG 8535	•
PG 8536	•
PG 8562	•
PG 8582	•
PG 8582 CD	•
PG 8592	•
<b>Catégorie de produit</b>	
Douille de rinçage	•
<b>Caractéristiques produit</b>	
Matériau	Inox
Couleur	Inox
<b>Domaine d'application</b>	
Traitement des instruments CMI	•
Traitement des instruments ORL	•
Traitement des instruments avec lumen	•
<b>Raccordement électr. standard</b>	
Nombre de phases de courant	0
Tension en V	0
Fréquence en Hz	0
Puissance totale de raccordement en kW	0,00
Protection par fusible en A	0
<b>Dimensions et poids</b>	
Dimension extérieure, hauteur nette en mm	0
Dimension extérieure, largeur nette en mm	0
Dimension extérieure, profondeur nette en mm	0
Dimension extérieure, hauteur brute en mm	1 3/16 (30)
Dimension extérieure, largeur brute en mm	4 3/8 (110)
Dimension extérieure, profondeur brute en mm	6 3/4 (170)
Poids net en kg	1 (0,20)
Poids brut en kg	1 (0,23)