

E 735/2

Chariot

pour la prise en charge optimale des instruments sur 3 niveaux.



- Équipé de 2 bras de lavage intégrés
- La taille de chargement de chaque niveau est différente
- Bande mag. pour détection auto. chariot (sans bande magn.)

Code EAN: 4002514816388 / Numéro de matériel: 07765710 / Ancien Numéro de matériel: 69573503D

Famille produit	
Laveurs-désinfecteurs grande cuve, laboratoire	•
Laveurs-désinfecteurs grande cuve, médical	•
Accessoires	
G 7825	•
G 7826	•
Catégorie de produit	
Chariot pour compléments	•
Caractéristiques produit	
Matériau	Inox
Couleur	Inox
Capacité	
Compléments à mailles DIN [nombre]	6
Compléments à mailles SPRI [nombre]	3
Raccordement électr. standard	
Nombre de phases de courant	0
Tension en V	0
Fréquence en Hz	0
Puissance totale de raccordement en kW	0,00
Protection par fusible en A	0
Dimensions et poids	
Dimension extérieure, hauteur nette en po (mm)	21 3/4 (552)
Dimension extérieure, largeur nette en po (mm)	20 7/8 (530)
Dimension extérieure, profondeur nette en po (mm)	23 5/8 (600)
Dimension extérieure, hauteur brute en po (mm)	25 5/8 (650)
Dimension extérieure, largeur brute en po (mm)	21 11/16 (550)
Dimension extérieure, profondeur brute en po (mm)	25 1/4 (640)
Poids net en lb (kg)	24 (10,80)
Poids brut en lb (kg)	29 (12,80)
Paquet d'accessoires	
Barre magnétique pour l'identification automatique de chariot (sans aimant) [nombre]	1