

E 900-4/2

Chariot

pour le nettoyage optimal des instruments sur 4 niveaux.



- Capacité de chargement : 12 Complément DIN\*
- La taille de chargement de chaque niveau est différente
- Bande magnétique pour détection auto. de chariot (incl. bande magn.)

\* Complément DIN : 485 x 254 x 50 mm

Code EAN: 4002514816401 / Numéro de matériel: 07765740 / Ancien Numéro de matériel: 69590005D

<b>Famille produit</b>	
Laveurs-désinfecteurs grande cuve, laboratoire	•
Laveurs-désinfecteurs grande cuve, médical	•
<b>Accessoires</b>	
PG 8527	•
PG 8528	•
<b>Catégorie de produit</b>	
Chariot pour compléments	•
Chariot pour les compléments à mailles	•
<b>Caractéristiques produit</b>	
Matériau	Inox
Couleur	Inox
<b>Domaine d'application</b>	
Traitement de la verrerie de laboratoire	•
Traitement des instruments chirurgicaux	•
<b>Capacité</b>	
Compléments à mailles DIN [nombre]	12
Compléments à mailles SPRI [nombre]	8
<b>Raccordement électr. standard</b>	
Nombre de phases de courant	0
Tension en V	0
Fréquence en Hz	0
Puissance totale de raccordement en kW	0,00
Protection par fusible en A	0
<b>Dimensions et poids</b>	
Dimension extérieure, hauteur nette en po (mm)	21 15/16 (557)
Dimension extérieure, largeur nette en po (mm)	25 1/4 (640)
Dimension extérieure, profondeur nette en po (mm)	31 1/8 (790)
Dimension extérieure, hauteur brute en po (mm)	28 3/8 (720)
Dimension extérieure, largeur brute en po (mm)	32 11/16 (830)
Dimension extérieure, profondeur brute en po (mm)	30 3/4 (780)
Poids net en lb (kg)	59 (26,50)
Poids brut en lb (kg)	67 (30,00)
<b>Paquet d'accessoires</b>	
Barre magnétique pour l'identification automatique de chariot (avec aimants) [nombre]	1