

E 900-5/2

Chariot

pour le nettoyage optimal d'instruments sur 5 niveaux.



- Capacité de chargement : 15 Complément DIN*
- La taille de chargement de chaque niveau est différente
- Bande magnétique pour détection auto. de chariot (incl. bande magn.)

* Complément DIN : 485 x 254 x 50 mm

Code EAN: 4002514816418 / Numéro de matériel: 07765760 / Ancien Numéro de matériel: 69590006D

Famille produit	
Laveurs-désinfecteurs grande cuve, laboratoire	•
Laveurs-désinfecteurs, médical	•
Accessoires	
PG 8527	•
PG 8528	•
Catégorie de produit	
Chariot pour compléments	•
Chariot pour les compléments à mailles	•
Caractéristiques produit	
Matériau	Inox
Couleur	Inox
Domaine d'application	
Traitement de la verrerie de laboratoire	•
Traitement des instruments chirurgicaux	•
Capacité	
Compléments à mailles DIN [nombre]	15
Compléments à mailles SPRI [nombre]	10
Raccordement électr. standard	
Nombre de phases de courant	0
Tension en V	0
Fréquence en Hz	0
Puissance totale de raccordement en kW	0,00
Protection par fusible en A	0
Dimensions et poids	
Dimension extérieure, hauteur nette en po (mm)	23 7/8 (605)
Dimension extérieure, largeur nette en po (mm)	25 1/4 (640)
Dimension extérieure, profondeur nette en po (mm)	31 1/8 (790)
Dimension extérieure, hauteur brute en po (mm)	26 13/16 (680)
Dimension extérieure, largeur brute en po (mm)	22 1/16 (560)
Dimension extérieure, profondeur brute en po (mm)	25 5/8 (650)
Poids net en lb (kg)	29 (12,85)
Poids brut en lb (kg)	29 (12,85)
Paquet d'accessoires	
Barre magnétique pour l'identification automatique de chariot (avec aimants) [nombre]	1