

E 975/2

Chariot

pour le nettoyage optimal des instruments sur 2 niveaux.



- Équipé d'un bras de lavage intégré
- Bande magnétique pour la détection automatique de chariot
- La mesure de chargement des deux niveaux est différente

Code EAN: 4002514816449 / Numéro de matériel: 07765790 /
Ancien Numéro de matériel: 69597503D

Famille produit	
Laveurs-désinfecteurs grande cuve, laboratoire	•
Accessoires	
PG 8527	•
PG 8528	•
Catégorie de produit	
Chariot pour compléments	•
Chariot pour les compléments à mailles	•
Caractéristiques produit	
Matériau	Inox
Couleur	Inox
Domaine d'application	
Traitement de la verrerie de laboratoire	•
Traitement des instruments chirurgicaux	•
Capacité	
Compléments à mailles DIN [nombre]	6
Compléments à mailles SPRI [nombre]	4
Raccordement électr. standard	
Nombre de phases de courant	0
Tension en V	0-0
Fréquence en Hz	0-0
Puissance totale de raccordement en kW	0,00-0,00
Protection par fusible en A	0-0
Dimensions et poids	
Dimension extérieure, hauteur nette en po (mm)	16 13/16 (427)
Dimension extérieure, largeur nette en po (mm)	25 1/4 (640)
Dimension extérieure, profondeur nette en po (mm)	31 1/8 (790)
Dimension extérieure, hauteur brute en po (mm)	25 5/8 (650)
Dimension extérieure, largeur brute en po (mm)	21 11/16 (550)
Dimension extérieure, profondeur brute en po (mm)	25 1/4 (640)
Poids net en lb (kg)	24 (10,80)
Poids brut en lb (kg)	29 (12,80)
Paquet d'accessoires	
Barre magnétique pour l'identification automatique de chariot (avec aimants) [nombre]	1