

E 198

Complément

pour la prise en charge optimale de max. 6 compléments à mailles et haricots.



- Convient pour 6 compléments à mailles ou haricots
- 7 supports (6 compartiments), hauteur 6 5/16 (160) in (mm) mm, écartement 2 11/16 (67) in (mm) mm

Code EAN: 4002514953373 / Numéro de matériel: 07984040 / Ancien Numéro de matériel: 68519801D

Famille produit	
Laveurs-désinfecteurs	•
Accessoires	
G 7831	•
PG 8581	•
PG 8591	•
Catégorie de produit	
Complément pour les compléments à mailles	•
Complément pour les haricots/cuvettes	•
Caractéristiques produit	
Matériau	Inox
Couleur	Inox
Nombre de compléments	6
Écart entre les supports en mm	2 11/16 (67)
Hauteur de support en mm	6 5/16 (160)
Domaine d'application	
Traitement des instruments dentaires	•
Capacité	
Divers compléments à mailles [nombre]	6
Haricots [nombre]	6
Raccordement électr. standard	
Nombre de phases de courant	0
Tension en V	0
Fréquence en Hz	0
Puissance totale de raccordement en kW	0,00
Protection par fusible en A	0
Dimensions et poids	
Dimension extérieure, hauteur nette en mm	6 5/16 (160) in (mm)
Dimension extérieure, largeur nette en mm	7 1/8 (180) in (mm)
Dimension extérieure, profondeur nette en mm	19 1/2 (495) in (mm)
Dimension extérieure, hauteur brute en mm	7 5/16 (185)
Dimension extérieure, largeur brute en mm	8 5/16 (210)
Dimension extérieure, profondeur brute en mm	20 7/8 (530)
Poids net en kg	2 (0,65)
Poids brut en kg	2 (0,90)