

E 802/1

Complément

pour la prise en charge optimale de divers instruments droits.



- Pour accueillir des sondes, pincettes ou miroirs buccaux
- Équipé de 4 supports en plastique
- 8 compartiments d'env. 30 x 28 mm de large
- 8 compartiments d'env. 16 x 28 mm de large
- 15 compartiments d'env. 16 x 20 mm de large

Code EAN: 4002514953403 / Numéro de matériel: 07984170 /
Ancien Numéro de matériel: 69580202D

Famille produit	
Laveurs-désinfecteurs	•
Accessoires	
G 7831	•
PG 8581	•
PG 8562	•
PG 8591	•
PWD 8531	•
PWD 8532	•
PWD 8534	•
Catégorie de produit	
Complément pour les instruments	•
Complément/module pour les instruments dentaires	•
Caractéristiques produit	
Matériau	Inox
Couleur	Inox
Domaine d'application	
Traitement des instruments dentaires	•
Raccordement électr. standard	
Nombre de phases de courant	0
Tension en V	0
Fréquence en Hz	0
Puissance totale de raccordement en kW	0,00
Protection par fusible en A	0
Dimensions et poids	
Dimension extérieure, hauteur nette en mm	148
Dimension extérieure, largeur nette en mm	163
Dimension extérieure, profondeur nette en mm	295
Dimension extérieure, hauteur brute en mm	7 1/2 (190)
Dimension extérieure, largeur brute en mm	7 3/4 (195)
Dimension extérieure, profondeur brute en mm	17 (430)
Poids net en kg	2 (0,65)
Poids brut en kg	3 (1,15)