


E 807

Complément

pour la prise en charge optimale de 3 compléments à mailles ou haricots.



- 4 supports (3 compartiments), H 165, écartement 2 11/16 (68) in (mm) mm

Code EAN: 4002514951638 / Numéro de matériel: 07984220 / Ancien Numéro de matériel: 69580701D

<b>Famille produit</b>	
Laveurs-désinfecteurs	•
Laveurs-désinfecteurs, médical	•
<b>Accessoires</b>	
G 7831	•
PG 8581	•
PG 8591	•
PWD 8531	•
PWD 8532	•
PWD 8534	•
<b>Catégorie de produit</b>	
Complément pour les compléments à mailles	•
Complément pour les haricots/cuvettes	•
<b>Caractéristiques produit</b>	
Matériau	Inox
Couleur	Inox
Nombre de compléments	3
Écart entre les supports en mm	2 11/16 (68)
<b>Domaine d'application</b>	
Traitement des instruments dentaires	•
<b>Capacité</b>	
Divers compléments à mailles [nombre]	3
Haricots [nombre]	3
<b>Raccordement électr. standard</b>	
Nombre de phases de courant	0
Tension en V	0
Fréquence en Hz	0
Puissance totale de raccordement en kW	0,00
Protection par fusible en A	0
<b>Dimensions et poids</b>	
Dimension extérieure, hauteur nette en mm	144
Dimension extérieure, largeur nette en mm	140
Dimension extérieure, profondeur nette en mm	290
Dimension extérieure, hauteur brute en mm	18 15/16 (480)
Dimension extérieure, largeur brute en mm	12 5/8 (320)
Dimension extérieure, profondeur brute en mm	5 1/8 (130)
Poids net en kg	1 (0,31)
Poids brut en kg	2 (0,47)