

E 806/1

Complément

pour la prise en charge optimale de 8 demi-plateaux.



- 9 supports (8 compartiments), B 295, écartement 1 1/2 (37) in (mm) mm
- Taille max. de plateau 290 x 30 mm

Code EAN: 4002514969718 / Numéro de matériel: 09013220 /
Ancien Numéro de matériel: 69580603D

Famille produit	
Laveurs-désinfecteurs	•
Laveurs-désinfecteurs, médical	•
Accessoires	
G 7831	•
PG 8581	•
PG 8562	•
PG 8582	•
PG 8582 CD	•
PG 8591	•
PG 8592	•
Catégorie de produit	
Complément pour les plaques/plateaux	•
Caractéristiques produit	
Matériau	Inox
Couleur	Inox
Nombre de compléments	8
Écart entre les supports en mm	1 1/2 (37)
Raccordement électr. standard	
Nombre de phases de courant	0
Tension en V	0
Fréquence en Hz	0
Puissance totale de raccordement en kW	0,00
Protection par fusible en A	0
Dimensions et poids	
Dimension extérieure, hauteur nette en mm	114
Dimension extérieure, largeur nette en mm	305
Dimension extérieure, profondeur nette en mm	348
Dimension extérieure, hauteur brute en mm	5 (125)
Dimension extérieure, largeur brute en mm	13 (330)
Dimension extérieure, profondeur brute en mm	19 (480)
Poids net en kg	2 (0,71)
Poids brut en kg	2 (0,84)