

E 417/1

Complément

pour la prise en charge optimale de jusqu'à 30 spéculums auriculaires et nasaux.



- Pour prise en charge d'env. 30 spéculums auriculaires et nasaux
- 280 compartiments env. ?? x ??
- La largeur de mailles au fond correspond à 4 mm
- Utilisable dans le panier inférieur et supérieur

Code EAN: 4002514984605 / Numéro de matériel: 09033260 / Ancien Numéro de matériel: 69541702D

Famille produit	
Laveurs-désinfecteurs, médical	•
Accessoires	
G 7831	•
PG 8535	•
PG 8536	•
PG 8562	•
PG 8582	•
PG 8582 CD	•
PG 8592	•
Catégorie de produit	
Complément pour les instruments ORL	•
Caractéristiques produit	
Matériau	Inox
Couleur	Inox
Nombre de compléments	280
Domaine d'application	
Traitement des instruments ORL	•
Raccordement électr. standard	
Nombre de phases de courant	0
Tension en V	0
Fréquence en Hz	0
Puissance totale de raccordement en kW	0,00
Protection par fusible en A	0
Dimensions et poids	
Dimension extérieure, hauteur nette en po (mm)	3 3/16 (80)
Dimension extérieure, largeur nette en po (mm)	8 11/16 (220)
Dimension extérieure, profondeur nette en po (mm)	17 3/16 (435)
Dimension extérieure, hauteur brute en po (mm)	3 3/8 (85)
Dimension extérieure, largeur brute en po (mm)	8 7/8 (225)
Dimension extérieure, profondeur brute en po (mm)	18 5/16 (465)
Poids net en lb (kg)	3 (1,30)
Poids brut en lb (kg)	4 (1,72)