

ProCare Universal 61 - 6 kg
 Sel régénérant, 3 x 2 kg
 pour une régénération optimale de l'adoucisseur interne.



- Empêche les dépôts de calcaire et protège la vaisselle

Code EAN: 4002515075319 / Numéro de matériel: 09195780 /
 Ancien Numéro de matériel: 66916102EU1

Famille produit	
Lave-vaisselle à eau renouvelée	•
Lave-vaisselle ProfiLine	•
Lave-vaisselle à surchauffeur	•
Lave-vaisselle à surchauffeur à capot	•
Laveurs-désinfecteurs, laboratoire	•
Laveurs-désinfecteurs	•
Laveurs, laboratoire	•
Laveurs-désinfecteurs	•
Utilisations possibles	
Régénération des adoucisseurs	•
Dosage	
Valeur de pH à 20 °C	10,9
Caractéristiques produit	
Type de produit	Sel régénérant
Composants	Sel régénérant, à grain grossier
Empêche les dépôts calcaires et protège la charge	•
Caractéristiques produit	
Type de produit	Sel régénérant
Composants	Sel régénérant, à grain grossier
Empêche les dépôts calcaires et protège la charge	•
Dimensions et poids	
Dimension extérieure, profondeur brute en mm	225,00
Dimensions et poids	
Dimension extérieure, hauteur nette en po (mm)	12 5/8 (320)
Dimension extérieure, largeur nette en po (mm)	4 1/8 (104)
Dimension extérieure, profondeur nette en po (mm)	8 15/16 (226)
Dimension extérieure, hauteur brute en po (mm)	12 5/8 (320)
Dimension extérieure, largeur brute en po (mm)	3 15/16 (100)
Dimension extérieure, profondeur brute en po (mm)	8 7/8 (225)
Capacité en g	211,64 (6000)
Poids brut en lb (kg)	0,21 (6)
Conformités, contrôles et indicateurs	
Conforme aux normes SGH/CLP	•