

E 339/1

Complément

Pour accueillir jusqu'à 12 bases de plateau et tablettes.



- Convient pour 12 bases de plateau ou tablettes
- Équipé de 13 supports (12 compartiments).
- La taille maximale de plateau est égale à 290 x 20 mm

Code EAN: 4002515094860 / Numéro de matériel: 09233840 / Ancien Numéro de matériel: 69533902D

<b>Famille produit</b>	
Laveurs-désinfecteurs	•
Laveurs-désinfecteurs, médical	•
<b>Accessoires</b>	
G 7831	•
PG 8535	•
PG 8536	•
PG 8581	•
PG 8562	•
PG 8582	•
PG 8582 CD	•
PG 8591	•
PG 8592	•
<b>Catégorie de produit</b>	
Complément pour les plaques/plateaux	•
<b>Caractéristiques produit</b>	
Matériau	Inox
Couleur	Inox
Nombre de compléments	12
<b>Capacité</b>	
Plateaux [nombre]	12
<b>Raccordement électr. standard</b>	
Nombre de phases de courant	0
Tension en V	0
Fréquence en Hz	0
Puissance totale de raccordement en kW	0,00
Protection par fusible en A	0
<b>Dimensions et poids</b>	
Dimension extérieure, hauteur nette en mm	115
Dimension extérieure, largeur nette en mm	305
Dimension extérieure, profondeur nette en mm	498
Dimension extérieure, hauteur brute en mm	18 15/16 (480)
Dimension extérieure, largeur brute en mm	12 5/8 (320)
Dimension extérieure, profondeur brute en mm	5 1/8 (130)
Poids net en kg	2 (0,80)
Poids brut en kg	3 (1,22)