


U 502
Panier
pour une prise en charge optimale des assiettes.



- Avec 6 ou 9 rangées
- Écartement entre les supports 7 ou 4,5 cm

Code EAN: 4002515249963 / Numéro de matériel: 09508610 /
Ancien Numéro de matériel: 67650201D

| Famille produit | |
|---------------------------------------|---|
| Lave-vaisselle à eau renouvelée | • |
| Lave-vaisselle à surchauffeur | • |
| Lave-vaisselle à surchauffeur à capot | • |
| Famille produits/accessoires | |
| G 8066 | • |
| PG 8041 | • |
| PG 8043 | • |
| PG 8045 | • |
| PG 8055 | • |
| PG 8055 U | • |
| PG 8056 | • |
| PG 8056 U | • |
| PG 8057 TD | • |
| PG 8057 TD U | • |
| PG 8058 | • |
| PG 8058 U | • |
| PG 8059 | • |
| PG 8059 U | • |
| PG 8060 | • |
| PG 8061 | • |
| PG 8061 U | • |
| PG 8165 | • |
| PG 8166 | • |
| PG 8169 | • |
| PG 8172 | • |
| PG 8172 Eco | • |
| PTD 901 | • |
| PG 8096 | • |
| PG 8096 U | • |
| PG 8099 | • |
| PG 8099 U | • |
| PFD 400 | • |
| PFD 400 U | • |
| PFD 401 | • |
| PFD 401 U | • |
| PFD 402 | • |
| PFD 402 U | • |
| PFD 404 | • |
| PFD 404 U | • |
| PFD 405 | • |
| PFD 405 U | • |
| PFD 407 | • |
| PFD 407 U | • |
| PFD 408 U | • |
| PTD 702 | • |
| PTD 703 | • |
| PTD 704 | • |
| Catégorie de produit | |
| Panier à assiettes | • |

U 502

Panier

pour une prise en charge optimale des assiettes.



Code EAN: 4002515249963 / Numéro de matériel: 09508610 /
Ancien Numéro de matériel: 67650201D

| Caractéristiques produit | |
|--|--------------|
| Matériau | Plastique |
| Couleur | Vert |
| Nombre de rangées | 6 bzw. 9 |
| Écart entre les supports en mm | 1 7/8 (45) |
| Capacité | |
| Assiettes jusqu'à Ø 200 mm [nombre] | 18 |
| Dimensions et poids | |
| Dimension extérieure, hauteur nette en mm | 109 |
| Dimension extérieure, largeur nette en mm | 500 |
| Dimension extérieure, profondeur nette en mm | 500 |
| Dimension extérieure, hauteur brute en mm | 10 1/4 (260) |
| Dimension extérieure, largeur brute en mm | 20 1/2 (520) |
| Dimension extérieure, profondeur brute en mm | 20 7/8 (530) |
| Poids net en kg | 4 (1,40) |
| Poids brut en kg | 5 (1,90) |