

APH 333
Câble adaptateur
pour la liaison de W&H Lisa MB17, MB22, Madrimed.

Code EAN: 4002515350966 / Numéro de matériel: 09554370 /
Ancien Numéro de matériel: 68812504D

Famille produit	
Petits stérilisateurs	•
Catégorie de produit	
Traçabilité/données de fonctionnement/communication	•
Caractéristiques produit	
Couleur	Gris
Domaine d'application	
Traitement des bouteilles de perfusion/pharmacie	•
Traitement des instruments d'anesthésie	•
Traitement des instruments CMI	•
Traitement des instruments d'ophtalmologie	•
Traitement des instruments de robotique	•
Traitement des instruments gynécologiques	•
Traitement des instruments ORL	•
Traitement des instruments dentaires	•
Traitement des instruments chirurgicaux	•
Traitement des instruments avec lumen	•
Traitement des instruments chirurgicaux orthopédiques	•
Traitement des compléments à mailles	•
Traitement des contenants, par ex. contenant de la chaux	•
Traitement de divers ustensiles	•
Dimensions et poids	
Dimension extérieure, hauteur nette en po (mm)	0 (0) in (mm)
Dimension extérieure, largeur nette en po (mm)	0 (0) in (mm)
Dimension extérieure, profondeur nette en po (mm)	0 (0) in (mm)

- Complément au câble de connexion Type 1
- Longueur : 1 m
- Pour connecter l'appareil à Segosoft Miele Edition