

LP 2800

Cartouche de déminéralisation, vide pour le remplissage manuel de la résine à usage unique.



- Débit max. : 800 l/h
- Temp. max. arrivée eau 40° C – Résistance pression 0,5-10 bar
- Contenu en résine de 19 litres

Code EAN: 4002515411728 / Numéro de matériel: 09782590 / Ancien Numéro de matériel: 69431805D

Famille produit	
Lave-vaisselle à eau renouvelée	•
Lave-vaisselle à surchauffeur	•
Lave-vaisselle à surchauffeur à capot	•
Laveurs-désinfecteurs	•
Laveurs-désinfecteurs, médical	•
Famille produits/accessoires	
G 8066	•
PG 8067	•
PG 8041	•
PG 8043	•
PG 8045	•
PG 8055	•
PG 8055 U	•
PG 8056	•
PG 8056 U	•
PG 8057 TD	•
PG 8057 TD U	•
PG 8058	•
PG 8058 U	•
PG 8059	•
PG 8059 U	•
PG 8060	•
PG 8061	•
PG 8061 U	•
PG 8063	•
PG 8164	•
PG 8165	•
PG 8166	•
PG 8169	•
PG 8172	•
PG 8172 Eco	•
PTD 901	•
PG 8096	•
PG 8096 U	•
PG 8099	•
PG 8099 U	•
PFD 400	•
PFD 400 U	•
PFD 401	•
PFD 401 U	•
PFD 402	•
PFD 402 U	•
PFD 404	•
PFD 404 U	•
PFD 405	•
PFD 405 U	•
PFD 407	•
PFD 407 U	•
PFD 408 U	•

LP 2800

Cartouche de déminéralisation, vide  
pour le remplissage manuel de la résine à usage unique.



Code EAN: 4002515411728 / Numéro de matériel: 09782590 /  
Ancien Numéro de matériel: 69431805D

PTD 701	•
PTD 702	•
PTD 703	•
PTD 704	•
PG 8581	•
PG 8582	•
PG 8583	•
PG 8583 CD	•
PG 8591	•
PG 8592	•
PG 8593	•
<b>Catégorie de produit</b>	
Traitement de l'eau	•
<b>Caractéristiques produit</b>	
Matériau	Inox, Plastique
Couleur	Inox
<b>Dimensions et poids</b>	
Dimension extérieure, hauteur nette en mm	570
Dimension extérieure, largeur nette en mm	0
Dimension extérieure, profondeur nette en mm	0
Dimension extérieure, hauteur brute en mm	10 1/8 (255)
Dimension extérieure, largeur brute en mm	8 7/8 (225)
Dimension extérieure, profondeur brute en mm	23 5/8 (600)
Diamètre en mm	9 1/8 (230)
Poids net en kg	12 (5,23)
Poids brut en kg	16 (7,00)