


A 100

Panier supérieur

pour le traitement optimal des modules à injection ou des compléments.



- Panier supérieur avec deux modules complémentaires
- Pour prise en charge de 2 modules à injection ou compléments max.
- Fermeture automatique du couplage en cas de non-utilisation
- Hauteur chargement avec module + supports plastique 190 mm
- Dimensions de chargement : largeur 489, longueur 440 mm

Code EAN: 4002515460610 / Numéro de matériel: 09862320 / Ancien Numéro de matériel: 69610000D

Famille produit	
Laveurs-désinfecteurs, laboratoire	•
Accessoires	
PG 8504	•
PG 8583	•
PG 8583 CD	•
PG 8593	•
Catégorie de produit	
Panier avec modules complémentaires	•
Panier supérieur	•
Caractéristiques produit	
Matériau	Inox, Plastique
Couleur	Inox, Noir
Domaine d'application	
Traitement des pipettes/flacons	•
Traitement de la verrerie de laboratoire	•
Raccordement électr. standard	
Nombre de phases de courant	0
Tension en V	0
Fréquence en Hz	0
Puissance totale de raccordement en kW	0,00
Protection par fusible en A	0
Dimensions et poids	
Dimension extérieure, hauteur nette en po (mm)	5 9/16 (141)
Dimension extérieure, largeur nette en po (mm)	20 11/16 (525)
Dimension extérieure, profondeur nette en po (mm)	20 13/16 (528)
Dimension extérieure, hauteur brute en po (mm)	6 3/4 (170)
Dimension extérieure, largeur brute en po (mm)	21 7/8 (555)
Dimension extérieure, profondeur brute en po (mm)	22 1/4 (565)
Poids net en lb (kg)	7 (2,80)
Poids brut en lb (kg)	8 (3,49)