


A 101

Panier supérieur

réglable en hauteur, pour une prise en charge optimale des compléments.



- Hauteur chargement 160 +/- 30 mm, largeur 475 mm, prof. 443 mm
- Avec bras de lavage intégré

Code EAN: 4002515460627 / Numéro de matériel: 09862340 / Ancien Numéro de matériel: 69610100D

Famille produit	
Lave-vaisselle à eau renouvelée	•
Laveurs pour verrerie, laboratoire	•
Laveurs-désinfecteurs, médical	•
Accessoires	
PG 8063	•
PG 8562	•
PG 8582	•
PG 8582 CD	•
PG 8504	•
PG 8583	•
PG 8583 CD	•
PG 8592	•
PG 8593	•
Catégorie de produit	
Panier supérieur	•
Panier ouvert en façade/support de panier	•
Panier supérieur	•
Caractéristiques produit	
Matériau	Inox
Couleur	Inox
Domaine d'application	
Traitement de la verrerie de laboratoire	•
Traitement des instruments gynécologiques	•
Traitement des instruments ORL	•
Traitement des cuvettes	•
Traitement des haricots	•
Traitement des instruments chirurgicaux	•
Traitement de divers ustensiles	•
Traitement des appareils respiratoires	•
Raccordement électr. standard	
Nombre de phases de courant	0
Tension en V	0-0
Fréquence en Hz	0-0
Puissance totale de raccordement en kW	0,00-0,00
Protection par fusible en A	0-0
Dimensions et poids	
Dimension extérieure, hauteur nette en po (mm)	8 1/8 (206)
Dimension extérieure, largeur nette en po (mm)	20 13/16 (528)
Dimension extérieure, profondeur nette en po (mm)	20 3/4 (527)
Dimension extérieure, hauteur brute en po (mm)	9 1/16 (230)
Dimension extérieure, largeur brute en po (mm)	21 7/8 (555)
Dimension extérieure, profondeur brute en po (mm)	22 7/8 (580)
Poids net en lb (kg)	7 (3,00)
Poids brut en lb (kg)	9 (3,79)