

A 102 Panier supérieur réglable en hauteur, pour une prise en charge optimale des compléments.



- Hauteur chargement de 205 +/- 30 mm, largeur 475 mm, prof. 443 mm
- Avec bras de lavage intégré

Code EAN: 4002515460634 / Numéro de matériel: 09862360 / Ancien Numéro de matériel: 69610200D

Famille produit Laveurs-désinfecteurs, laboratoire Laveurs-désinfecteurs	· .
	•
Laveurs-désinfecteurs	
	•
Laveurs-désinfecteurs, médical	•
Accessoires	
PG 8581	•
PG 8562	•
PG 8582	•
PG 8582 CD	•
PG 8504	•
PG 8583	•
PG 8583 CD	•
PG 8591	•
PG 8592	•
PG 8593	•
Catégorie de produit	
Panier ouvert en façade/support de panier	•
Panier supérieur	•
Caractéristiques produit	
Matériau	Inox
Couleur	Inox
Domaine d'application	
Traitement de la verrerie de laboratoire	•
Traitement des instruments gynécologiques	•
Traitement des instruments ORL	•
Traitement des instruments dentaires	•
Traitement des sabots de bloc opératoire	•
Traitement des cuvettes	•
Traitement des haricots	•
Traitement des instruments chirurgicaux	•
Capacité	
Compléments à mailles DIN [nombre]	2
Compléments à mailles SPRI [nombre]	1
Raccordement électr. standard	
Nombre de phases de courant	0
Tension en V	0
Fréquence en Hz	0
Puissance totale de raccordement en kW	0,00
Protection par fusible en A	0
Dimensions et poids	
Dimension extérieure, hauteur nette en po (mm)	8 1/8 (206)
Dimension extérieure, largeur nette en po (mm)	20 13/16 (528)
Dimension extérieure, profondeur nette en po (mm)	20 3/4 (527)
Dimension extérieure, hauteur brute en po (mm)	9 1/16 (230)
Dimension extérieure, largeur brute en po (mm)	21 5/16 (540)
	22 1/4 (565)
Dimension extérieure, profondeur brute en po (mm)	
Dimension extérieure, profondeur brute en po (mm) Poids net en lb (kg)	7 (3,02)