


A 103

Panier supérieur

pour une prise en charge optimale des compléments.



- Hauteur de chargement : 3 3/4 (95) in (mm), – largeur de chargement 505 mm, profondeur 472 mm
- Convient au traitement des compléments à mailles DIN
- Convient à d'autres applications à faible hauteur de charge
- Utilisable en association avec le chariot de chargement A 202
- Avec bras de lavage intégré

Code EAN: 4002515460641 / Numéro de matériel: 09862370 / Ancien Numéro de matériel: 69610300D

Famille produit	
Laveurs-désinfecteurs, laboratoire	•
Laveurs-désinfecteurs, médical	•
Accessoires	
PG 8562	•
PG 8582	•
PG 8582 CD	•
PG 8504	•
PG 8583	•
PG 8583 CD	•
PG 8592	•
PG 8593	•
Catégorie de produit	
Panier ouvert en façade/support de panier	•
Panier supérieur	•
Caractéristiques produit	
Matériau	Inox, Plastique
Couleur	Inox, Noir
Hauteur de chargement maximale en mm	3 3/4 (95)
Domaine d'application	
Traitement de la verrerie de laboratoire	•
Traitement des sabots de bloc opératoire	•
Traitement des instruments chirurgicaux	•
Traitement des compléments à mailles	•
Traitement de divers ustensiles	•
Capacité	
Compléments à mailles DIN [nombre]	2
Compléments à mailles SPRI [nombre]	1
Raccordement électr. standard	
Nombre de phases de courant	0
Tension en V	0
Fréquence en Hz	0
Puissance totale de raccordement en kW	0,00
Protection par fusible en A	0
Dimensions et poids	
Dimension extérieure, hauteur nette en po (mm)	5 1/4 (133)
Dimension extérieure, largeur nette en po (mm)	20 13/16 (528)
Dimension extérieure, profondeur nette en po (mm)	20 13/16 (528)
Dimension extérieure, hauteur brute en po (mm)	6 3/4 (170)
Dimension extérieure, largeur brute en po (mm)	21 1/2 (545)
Dimension extérieure, profondeur brute en po (mm)	22 1/16 (560)
Poids net en lb (kg)	8 (3,50)
Poids brut en lb (kg)	11 (4,57)