


A 104

Panier supérieur

pour une prise en charge des instruments de MIC, d'arthroscopie et d'urologie.



- Côté droit pour la prise en charge de 11 instruments à cavité
- Points de raccordement Luer-Lock suppl. pour instruments à cavité
- Avec bras lavage : compléments à mailles ajustables sur bâti inf.

Code EAN: 4002515460658 / Numéro de matériel: 09862380 / Ancien Numéro de matériel: 69610400D

<b>Famille produit</b>	
Laveurs-désinfecteurs, médical	•
<b>Accessoires</b>	
PG 8562	•
PG 8582	•
PG 8582 CD	•
PG 8592	•
<b>Catégorie de produit</b>	
Panier pour les instruments CMI	•
Panier à injection	•
Panier supérieur	•
<b>Caractéristiques produit</b>	
Matériau	Inox
Couleur	Inox
<b>Domaine d'application</b>	
Traitement des instruments CMI	•
<b>Capacité</b>	
Compléments à mailles DIN [nombre]	1
Instruments avec lumen [nombre]	11
<b>Raccordement électr. standard</b>	
Nombre de phases de courant	0
Tension en V	0
Fréquence en Hz	0
Puissance totale de raccordement en kW	0,00
Protection par fusible en A	0
<b>Dimensions et poids</b>	
Dimension extérieure, hauteur nette en po (mm)	13 1/8 (332)
Dimension extérieure, largeur nette en po (mm)	20 13/16 (528)
Dimension extérieure, profondeur nette en po (mm)	20 3/4 (526)
Dimension extérieure, hauteur brute en po (mm)	10 11/16 (270)
Dimension extérieure, largeur brute en po (mm)	20 11/16 (525)
Dimension extérieure, profondeur brute en po (mm)	21 5/16 (540)
Poids net en lb (kg)	9 (4,00)
Poids brut en lb (kg)	15 (6,50)