


A 201  
Chariot  
pour la prise en charge optimale des jeux d'anesthésie.



- 8 buses av. support à ressort pour tuyaux respi. jusqu'à 1,5 m
- Disposition en spirale
- 15 buses d'injection pour le matériel d'intubation

Code EAN: 4002515460702 / Numéro de matériel: 09862430 /  
Ancien Numéro de matériel: 69620100D

<b>Famille produit</b>	
Laveurs-désinfecteurs, médical	•
<b>Accessoires</b>	
PG 8562	•
PG 8582	•
PG 8582 CD	•
PG 8592	•
<b>Catégorie de produit</b>	
Chariot pour instruments d'anesthésie	•
<b>Caractéristiques produit</b>	
Matériau	Inox, Plastique
Couleur	Inox, Noir
<b>Capacité</b>	
Kits AN [nombre]	3
<b>Raccordement élect. standard</b>	
Nombre de phases de courant	0
Tension en V	0
Fréquence en Hz	0
Puissance totale de raccordement en kW	0,00
Protection par fusible en A	0
<b>Dimensions et poids</b>	
Dimension extérieure, hauteur nette en po (mm)	17 1/8 (434)
Dimension extérieure, largeur nette en po (mm)	20 15/16 (531)
Dimension extérieure, profondeur nette en po (mm)	21 1/2 (546)
Dimension extérieure, hauteur brute en po (mm)	10 11/16 (270)
Dimension extérieure, largeur brute en po (mm)	20 11/16 (525)
Dimension extérieure, profondeur brute en po (mm)	21 5/16 (540)
Poids net en lb (kg)	20 (9,00)
Poids brut en lb (kg)	24 (10,50)
<b>Paquet d'accessoires</b>	
E 430/1 Complément à mailles 1/3 [nombre]	1
E 431 Gicleur à injection pour soufflet, Ø 8 x 193 mm [nombre]	1
E 432 Support pour tuyaux de réanimation annelés [nombre]	1
E 433 Support pour tuyaux de réanimation en silicone [nombre]	2
E 434 Support pour tuyaux de réanimation pour enfants [nombre]	1
E 466 Gicleur à injection 8 x 333 mm, pour ballon d'anesthésie [nombre]	6
E 496 Gicleur à injection 4 x 120 mm [nombre]	15