

A 203
Chariot
pour la prise en charge optimale d'instruments MIC.




- Convient pour la prise en charge et via le titre de, E 451, E 457, E 460, E 473, E 444

Code EAN: 4002515460726 / Numéro de matériel: 09862450 /
Ancien Numéro de matériel: 69620300D

| | |
|--|----------------|
| Famille produit | |
| Laveurs-désinfecteurs, médical | • |
| Accessoires | |
| PG 8562 | • |
| PG 8582 | • |
| PG 8582 CD | • |
| PG 8592 | • |
| Catégorie de produit | |
| Chariot pour instruments CMI | • |
| Caractéristiques produit | |
| Matériau | Inox |
| Couleur | Inox |
| Domaine d'application | |
| Traitement des instruments CMI | • |
| Raccordement électr. standard | |
| Nombre de phases de courant | 0 |
| Tension en V | 0 |
| Fréquence en Hz | 0 |
| Puissance totale de raccordement en kW | 0,00 |
| Protection par fusible en A | 0 |
| Dimensions et poids | |
| Dimension extérieure, hauteur nette en po (mm) | 20 1/2 (520) |
| Dimension extérieure, largeur nette en po (mm) | 20 7/8 (529) |
| Dimension extérieure, profondeur nette en po (mm) | 21 3/8 (542) |
| Dimension extérieure, hauteur brute en po (mm) | 10 11/16 (270) |
| Dimension extérieure, largeur brute en po (mm) | 20 11/16 (525) |
| Dimension extérieure, profondeur brute en po (mm) | 21 5/16 (540) |
| Poids net en lb (kg) | 21 (9,40) |
| Poids brut en lb (kg) | 25 (11,00) |
| Paquet d'accessoires | |
| E 336 Douille de rinçage MIBO, Ø 11 mm, longueur 121 mm [nombre] | 3 |
| E 362 Vis d'obturation [nombre] | 2 |
| E 442 Douille de rinçage, Ø 11 mm, longueur 121 mm, avec capuchon Ø 6 mm [nombre] | 15 |
| E 443 Douille de rinçage, Ø 11 mm, longueur 121 mm, avec capuchon Ø 10 mm [nombre] | 5 |
| E 445 – 12 capuchons de douille de rinçage E 442, ouverture avec Ø 6 mm [nombre] | 1 |
| E 446 – 12 capuchons de douille de rinçage E 443, ouverture avec Ø 10 mm [nombre] | 1 |
| E 447 Adaptateur femelle pour Luer-Lock mâle [nombre] | 3 |
| E 448 Flexible en silicone avec adaptateur Luer-Lock femelle [nombre] | 6 |
| E 449 Adaptateur mâle pour Luer-Lock femelle [nombre] | 5 |
| E 451 Complément 1/6 complément à mailles [nombre] | 1 |
| E 452 Gicleur à injection 2,5 x 60 mm [nombre] | 3 |
| E 453 Gicleur à injection 4 x 110 mm avec pince de maintien [nombre] | 8 |
| E 454 Gicleur à injection pour douilles de trocart 10-15 mm [nombre] | 6 |

A 203
Chariot
pour la prise en charge optimale d'instruments MIC.



Code EAN: 4002515460726 / Numéro de matériel: 09862450 /
Ancien Numéro de matériel: 69620300D

| | |
|--|---|
| E 456 Écarteurs pour instruments CMI [nombre] | 4 |
| E 464 Logement pour gicleur à injection E 454 [nombre] | 3 |