

A 204
Chariot
pour la prise en charge optimale des micro-instruments.



- Niveau 1 : convient à la prise en charge des compléments
- de niveau 2 à droite : 22 raccords pour instruments à cavité
- de niveau 2 à gauche : 11 adapt. Luer-Lock, mâles, horiz. Tuyau
- Avec bras de lavage intégré
- Tuyau de filtration A 800 utilisable dans chaque barre d'injection

Code EAN: 4002515460733 / Numéro de matériel: 09862460 /
Ancien Numéro de matériel: 69620400D

Famille produit	
Laveurs-désinfecteurs, médical	•
Accessoires	
PG 8562	•
PG 8582	•
PG 8582 CD	•
PG 8592	•
Catégorie de produit	
Chariot pour instruments d'ophtalmologie	•
Caractéristiques produit	
Matériau	Inox
Couleur	Inox
Possibilité d'ajouter un filtre central	•
Domaine d'application	
Traitement des instruments d'ophtalmologie	•
Capacité	
Jeux de bloc opératoire pour micro-instruments [nombre]	2-4
Raccordement électr. standard	
Nombre de phases de courant	0
Tension en V	0
Fréquence en Hz	0
Puissance totale de raccordement en kW	0,00
Protection par fusible en A	0
Dimensions et poids	
Dimension extérieure, hauteur nette en po (mm)	14 3/8 (365)
Dimension extérieure, largeur nette en po (mm)	20 7/8 (529)
Dimension extérieure, profondeur nette en po (mm)	21 1/8 (535)
Dimension extérieure, hauteur brute en po (mm)	20 7/8 (530)
Dimension extérieure, largeur brute en po (mm)	22 1/16 (560)
Dimension extérieure, profondeur brute en po (mm)	21 5/16 (540)
Poids net en lb (kg)	26 (11,50)
Poids brut en lb (kg)	28 (12,50)
Paquet d'accessoires	
E 476 Logement [nombre]	1
E 477 Butée [nombre]	1