


A 303
Module
pour la prise en charge optimale de max. 98 pipettes.



- Convient par ex. pour 98 pipettes de mesure et jaugées
- Hauteur du cadre de support : 150 mm
- 1 unité utilisable dans chacun des paniers A 150 et APLW 106
- Hauteur de chargement sans panier supérieur 450 mm (avec panier inférieur A 150)

Code EAN: 4002515460825 / Numéro de matériel: 09862560 /
Ancien Numéro de matériel: 69630300D

Famille produit	
Laveurs-désinfecteurs, laboratoire	•
Laveurs-désinfecteurs grande cuve, laboratoire	•
Accessoires	
PG 8583	•
PG 8583 CD	•
PG 8593	•
Catégorie de produit	
Complément/module pour les pipettes	•
Caractéristiques produit	
Matériau	Inox, Plastique
Couleur	Inox, Noir
Domaine d'application	
Traitement des pipettes/flacons	•
Capacité	
Pipettes [nombre]	98
Raccordement électr. standard	
Nombre de phases de courant	0
Tension en V	0
Fréquence en Hz	0
Puissance totale de raccordement en kW	0,00
Protection par fusible en A	0
Dimensions et poids	
Dimension extérieure, hauteur nette en po (mm)	7 5/16 (185)
Dimension extérieure, largeur nette en po (mm)	8 3/4 (222)
Dimension extérieure, profondeur nette en po (mm)	18 9/16 (471)
Dimension extérieure, hauteur brute en po (mm)	10 11/16 (270)
Dimension extérieure, largeur brute en po (mm)	20 11/16 (525)
Dimension extérieure, profondeur brute en po (mm)	21 5/16 (540)
Poids net en lb (kg)	6 (2,50)
Poids brut en lb (kg)	8 (3,50)