

A 801

Adaptateur

pour l'utilisation de AUF 1 et AUF 2 en combinaison avec le panier A 105/1.



Code EAN: 4002515460931 / Numéro de matériel: 09862940 /
Ancien Numéro de matériel: 69680100D

Famille produit	
Laveurs-désinfecteurs	•
Accessoires	
PG 8581	•
PG 8591	•
Catégorie de produit	
Logement ou adaptateur pour instruments rotatifs	•
Caractéristiques produit	
Matériau	Inox
Couleur	Inox
Domaine d'application	
Traitement des instruments dentaires	•
Dimensions et poids	
Dimension extérieure, hauteur nette en mm	50
Dimension extérieure, largeur nette en mm	50
Dimension extérieure, profondeur nette en mm	50
Dimension extérieure, hauteur brute en mm	0 1/2 (12)
Dimension extérieure, largeur brute en mm	3 3/16 (80)
Dimension extérieure, profondeur brute en mm	4 3/4 (120)
Poids net en kg	1 (0,01)
Poids brut en kg	1 (0,01)