

A 802

Busés de rinçage

pour un nettoyage optimal du compartiment de dosage.



- Pour utilisation laveur-désinfecteur labo. avec doseur poudre
- Pour une utilisation avec modules à injection
- Convient pour nettoyage restes de poudre dans compartiment dosage

Code EAN: 4002515460979 / Numéro de matériel: 09863070 /
Ancien Numéro de matériel: 69680200D

Famille produit	
Laveurs-désinfecteurs, laboratoire	•
Laveurs-désinfecteurs, médical	•
Accessoires	
PG 8581	•
PG 8562	•
PG 8582	•
PG 8504	•
PG 8583	•
Catégorie de produit	
Autres accessoires	•
Caractéristiques produit	
Matériau	Inox
Couleur	Inox
Dimensions et poids	
Dimension extérieure, hauteur nette en mm	30
Dimension extérieure, largeur nette en mm	187
Dimension extérieure, profondeur nette en mm	15
Dimension extérieure, hauteur brute en mm	0 1/2 (12)
Dimension extérieure, largeur brute en mm	3 3/16 (80)
Dimension extérieure, profondeur brute en mm	4 3/4 (120)
Poids net en kg	1 (0,02)
Poids brut en kg	1 (0,02)