

A 803

Enregistrement

pour la prise en charge optimale des instruments rotatifs.



- Utilisable dans panier sup. A 105/1 avec tuyau filtration A 800
- Convient à de nombreuses pièces à main, contre-angles & turbines

Code EAN: 4002515460993 / Numéro de matériel: 09863100 / Ancien Numéro de matériel: 69680300D

| | |
|--|---------------------|
| Famille produit | |
| Laveurs-désinfecteurs | • |
| Accessoires | |
| PG 8581 | • |
| PG 8591 | • |
| Catégorie de produit | |
| Logement | • |
| Caractéristiques produit | |
| Matériau | Inox, Plastique |
| Couleur | Inox, Noir |
| Domaine d'application | |
| Traitement des instruments dentaires | • |
| Dimensions et poids | |
| Dimension extérieure, hauteur nette en mm | 1 5/16 (32) in (mm) |
| Dimension extérieure, largeur nette en mm | 1 5/16 (32) in (mm) |
| Dimension extérieure, profondeur nette en mm | 1 5/8 (40) in (mm) |
| Dimension extérieure, hauteur brute en mm | 3 3/16 (80) |
| Dimension extérieure, largeur brute en mm | 3 3/4 (95) |
| Dimension extérieure, profondeur brute en mm | 4 3/8 (110) |
| Poids net en kg | 1 (0,05) |
| Poids brut en kg | 1 (0,09) |