

A 800

Tuyau de filtration

pour un traitement sûr et économique des instruments à cavité.



- Filtre en mailles d'acier inoxydable Polymesh pour les chariots
- Largeur de mailles 63 µm
- Réutilisable avec la brosse de nettoyage A 804

Code EAN: 4002515538081 / Numéro de matériel: 09960680 /
Ancien Numéro de matériel: 68680000D

Famille produit	
Laveurs-désinfecteurs	•
Laveurs-désinfecteurs, médical	•
Accessoires	
PG 8581	•
PG 8562	•
PG 8582	•
PG 8582 CD	•
PG 8591	•
PG 8592	•
Catégorie de produit	
Filtre	•
Caractéristiques produit	
Matériau	Inox
Dimensions et poids	
Dimension extérieure, hauteur nette en mm	0 15/16 (23) in (mm)
Dimension extérieure, largeur nette en mm	0 15/16 (23) in (mm)
Dimension extérieure, profondeur nette en mm	16 (405) in (mm)
Dimension extérieure, hauteur brute en mm	1 13/16 (45)
Dimension extérieure, largeur brute en mm	8 11/16 (220)
Dimension extérieure, profondeur brute en mm	17 9/16 (445)
Diamètre en mm	0 15/16 (23)
Poids net en kg	1 (0,36)
Poids brut en kg	2 (0,88)