

A 804

Brosse de nettoyage
pour le nettoyage optimal des tubes de filtration A 800.



- Convient au nettoyage du tuyau de filtration A 800
- Brosse pivotante avec garniture en spirales
- Extrémité à œillet
- Longueur 500 mm, longueur de brosse 100 mm

Code EAN: 4002515527238 / Numéro de matériel: 09960720 /
Ancien Numéro de matériel: 68680400D

Famille produit	
Laveurs-désinfecteurs	•
Laveurs-désinfecteurs, médical	•
Accessoires	
PG 8581	•
PG 8562	•
PG 8582	•
PG 8582 CD	•
PG 8591	•
PG 8592	•
Catégorie de produit	
Filtre	•
Autres accessoires	•
Dimensions et poids	
Dimension extérieure, hauteur nette en mm	0
Dimension extérieure, largeur nette en mm	0
Dimension extérieure, profondeur nette en mm	500
Dimension extérieure, hauteur brute en mm	1 13/16 (45)
Dimension extérieure, largeur brute en mm	2 13/16 (70)
Dimension extérieure, profondeur brute en mm	24 1/16 (610)
Diamètre en mm	0 13/16 (20)
Poids net en kg	1 (0,07)
Poids brut en kg	1 (0,16)