

TE  
 Résines jetables  
 pour la régénération des cartouches de déminéralisation partielle

Code EAN: 4002515551530 / Numéro de matériel: 10020250 /  
 Ancien Numéro de matériel: 67809510D



- 1 sac d'une capacité de 25 litres
- Pour cart. vides LP 2800 & cart. démin. totale TE 2000/2800

Famille produit	
Lave-vaisselle à eau renouvelée	•
Lave-vaisselle à surchauffeur	•
Lave-vaisselle à surchauffeur à capot	•
Famille produits/accessoires	
G 8066	•
PG 8067	•
PG 8041	•
PG 8043	•
PG 8045	•
PG 8055	•
PG 8055 U	•
PG 8056	•
PG 8056 U	•
PG 8057 TD	•
PG 8057 TD U	•
PG 8058	•
PG 8058 U	•
PG 8059	•
PG 8059 U	•
PG 8060	•
PG 8061	•
PG 8061 U	•
PG 8063	•
PG 8164	•
PG 8165	•
PG 8166	•
PG 8169	•
PG 8172	•
PG 8172 Eco	•
PTD 901	•
PG 8096	•
PG 8096 U	•
PG 8099	•
PG 8099 U	•
PFD 400	•
PFD 400 U	•
PFD 401	•
PFD 401 U	•
PFD 402	•
PFD 402 U	•
PFD 404	•
PFD 404 U	•
PFD 405	•
PFD 405 U	•
PFD 407	•
PFD 407 U	•
PFD 408 U	•
PTD 701	•
PTD 702	•

TE

Résines jetables

pour la régénération des cartouches de déminéralisation partielle

Code EAN: 4002515551530 / Numéro de matériel: 10020250 /  
Ancien Numéro de matériel: 67809510D

PTD 703

•

PTD 704

•

**Catégorie de produit**

Traitement de l'eau

•

**Caractéristiques produit**

Volume en l

6 (25) gll (l)

**Dimensions et poids**

Dimension extérieure, hauteur nette en mm

0

Dimension extérieure, largeur nette en mm

0

Dimension extérieure, profondeur nette en mm

0

Dimension extérieure, hauteur brute en mm

5 5/8 (140)

Dimension extérieure, largeur brute en mm

20 7/8 (530)

Dimension extérieure, profondeur brute en mm

22 7/8 (580)

Poids net en kg

41 (18,20)

Poids brut en kg

43 (19,29)

