

PG 8596

Armoire de doseur

Pour la prise en charge de produits chimiques et modules de dosage.



- 2 tiroirs pouvant être sortis pour bidons de 3 x 5 l
- Mesure interne : H 285-690 , L 250, P 425-555 mm
- 2 possibilités d'intégration pour le module de dosage par niveau
- Le bac collecteur permet une meilleure vidange du bidon

Code EAN: 4002515558324 / Numéro de matériel: 10087340 /  
Ancien Numéro de matériel: 69859602D

<b>Famille produit</b>	
Laveurs-désinfecteurs, laboratoire	•
Laveurs-désinfecteurs	•
Laveurs-désinfecteurs, médical	•
<b>Accessoires</b>	
PG 8581	•
PG 8562	•
PG 8582	•
PG 8582 CD	•
PG 8504	•
PG 8583	•
PG 8583 CD	•
PG 8591	•
PG 8592	•
PG 8593	•
<b>Catégorie de produit</b>	
Système de dosage	•
<b>Caractéristiques produit</b>	
Matériau	Inox
Couleur	Inox
<b>Raccordement électr. standard</b>	
Nombre de phases de courant	0
Tension en V	0-0
Fréquence en Hz	0-0
Puissance totale de raccordement en kW	0,00-0,00
Protection par fusible en A	0-0
<b>Dimensions et poids</b>	
Dimension extérieure, hauteur nette en po (mm)	32 7/8 (835)
Dimension extérieure, largeur nette en po (mm)	11 13/16 (300)
Dimension extérieure, profondeur nette en po (mm)	23 5/8 (600)
Dimension extérieure, hauteur brute en po (mm)	35 7/16 (900)
Dimension extérieure, largeur brute en po (mm)	15 3/4 (400)
Dimension extérieure, profondeur brute en po (mm)	29 3/16 (740)
Poids net en lb (kg)	59 (26,50)
Poids brut en lb (kg)	67 (30,00)