

DE-CS6-85

Couvercle de l'appareil

pour couvercle sup. machine y compris armoire latérale, 60 cm prof., 90 cm larg.



- Utilisable pour l'Aqua Purificator PG 8595 et l'armoire DOS PG 8596
- avec un laveur-désinfecteur de 60 cm (par ex. PG 8581 ou PG 8591)

Code EAN: 4002515604380 / Numéro de matériel: 10101450 / Ancien Numéro de matériel: 69216010D

Famille produit	
Laveurs-désinfecteurs, laboratoire	•
Laveurs-désinfecteurs	•
Laveurs-désinfecteurs, médical	•
Accessoires	
PG 8581	•
PG 8562	•
PG 8582	•
PG 8504	•
PG 8583	•
PG 8591	•
PG 8592	•
PG 8593	•
Catégorie de produit	
Couvercle	•
Caractéristiques produit	
Matériau	Inox
Couleur	Inox
Raccordement électr. standard	
Nombre de phases de courant	0
Tension en V	0
Fréquence en Hz	0
Puissance totale de raccordement en kW	0,00
Protection par fusible en A	0
Dimensions et poids	
Dimension extérieure, hauteur nette en mm	15
Dimension extérieure, largeur nette en mm	900
Dimension extérieure, profondeur nette en mm	600
Dimension extérieure, hauteur brute en mm	3 1/4 (80)
Dimension extérieure, largeur brute en mm	39 (990)
Dimension extérieure, profondeur brute en mm	31 1/8 (790)
Poids net en kg	15 (6,70)
Poids brut en kg	20 (9,00)