

UBS 1

Pièce d'adaptation

pour utilisation supports charge sélectionnés de la gamme G 78 à la gamme PG 85.



- Pour anciens chariots de chargement avec raccordement de séchage

Code EAN: 4002515588970 / Numéro de matériel: 10131090 /
Ancien Numéro de matériel: 69215014D

Famille produit	
Laveurs-désinfecteurs, laboratoire	•
Laveurs-désinfecteurs, médical	•
Accessoires	
PG 8562	•
PG 8582	•
PG 8582 CD	•
PG 8583	•
PG 8583 CD	•
PG 8592	•
PG 8593	•
Catégorie de produit	
Jeu d'adaptation	•
Caractéristiques produit	
Matériau	Plastique
Couleur	Noir
Dimensions et poids	
Dimension extérieure, hauteur nette en mm	75
Dimension extérieure, largeur nette en mm	235
Dimension extérieure, profondeur nette en mm	165
Dimension extérieure, hauteur brute en mm	3 1/4 (80)
Dimension extérieure, largeur brute en mm	9 1/2 (240)
Dimension extérieure, profondeur brute en mm	6 3/4 (170)
Poids net en kg	1 (0,10)
Poids brut en kg	1 (0,17)