

UBS 2

Pièce d'adaptation

pour utilisation de chariots à injection sélectionnés de la série G 78 à PG 85.



- Pour anciens chariots à injection sans raccordement de séchage

Code EAN: 4002515588987 / Numéro de matériel: 10131100 /
Ancien Numéro de matériel: 69215015D

Famille produit	
Laveurs-désinfecteurs, laboratoire	•
Accessoires	
PG 8583	•
PG 8593	•
Catégorie de produit	
Jeu d'adaptation	•
Caractéristiques produit	
Matériau	Inox, Plastique
Couleur	Inox, Noir
Raccordement électr. standard	
Nombre de phases de courant	0
Tension en V	0
Fréquence en Hz	0
Puissance totale de raccordement en kW	0,00
Protection par fusible en A	0
Dimensions et poids	
Dimension extérieure, hauteur nette en mm	3 9/16 (90) in (mm)
Dimension extérieure, largeur nette en mm	5 1/8 (129) in (mm)
Dimension extérieure, profondeur nette en mm	11 5/8 (295) in (mm)
Dimension extérieure, hauteur brute en mm	4 15/16 (125)
Dimension extérieure, largeur brute en mm	6 1/2 (165)
Dimension extérieure, profondeur brute en mm	13 13/16 (350)
Poids net en kg	2 (0,51)
Poids brut en kg	2 (0,71)