

MC/2

Chariots de transfert

réglable en hauteur, pour le chargement & le déchargement des laveurs & désinfecteurs .



- Équipé de 4 roulettes, dont 2 sont verrouillables
- 2 tablettes (en forme de cuvette), poignée et tôle d'ancrage

Code EAN: 4002515588628 / Numéro de matériel: 10138690 /  
Ancien Numéro de matériel: 69200109D

|   |                |
|---|----------------|
| <b>Famille produit</b>                            |                |
| Laveurs-désinfecteurs, médical                    | •              |
| <b>Accessoires</b>                                |                |
| PG 8535   | •              |
| PG 8536   | •              |
| PG 8581   | •              |
| PG 8582   | •              |
| PG 8582 CD  | •              |
| PG 8583   | •              |
| PG 8583 CD  | •              |
| PG 8591   | •              |
| PG 8592   | •              |
| PG 8593   | •              |
| <b>Catégorie de produit</b>                       |                |
| Système de rangement/transport                    | •              |
| <b>Caractéristiques produit</b>                   |                |
| Matériau  | Inox           |
| Couleur   | Inox           |
| <b>Dimensions et poids</b>                        |                |
| Dimension extérieure, hauteur nette en po (mm)    | 39 1/2 (1003)  |
| Dimension extérieure, largeur nette en po (mm)    | 23 5/8 (600)   |
| Dimension extérieure, profondeur nette en po (mm) | 31 3/4 (805)   |
| Dimension extérieure, hauteur brute en po (mm)    | 44 1/16 (1119) |
| Dimension extérieure, largeur brute en po (mm)    | 32 7/8 (835)   |
| Dimension extérieure, profondeur brute en po (mm) | 50 7/16 (1280) |
| Poids net en lb (kg)                              | 76 (34,20)     |
| Poids brut en lb (kg)                             | 116 (52,40)    |