

DE-CS7-85

Couvercle de l'appareil

pour le couvercle supérieur de la machine, 70 cm de prof., 90 cm de larg.



Code EAN: 4002515648155 / Numéro de matériel: 10222780 /  
Ancien Numéro de matériel: 69216011D

|   |               |
|---|---------------|
| <b>Famille produit</b>                            |               |
| Laveurs-désinfecteurs, laboratoire                | •             |
| Laveurs-désinfecteurs, médical                    | •             |
| <b>Accessoires</b>                                |               |
| PG 8582 CD  | •             |
| PG 8583 CD  | •             |
| <b>Catégorie de produit</b>                       |               |
| Couvercle   | •             |
| <b>Caractéristiques produit</b>                   |               |
| Matériau  | Inox          |
| Couleur   | Inox          |
| <b>Dimensions et poids</b>                        |               |
| Dimension extérieure, hauteur nette en po (mm)    | 0 5/8 (15)    |
| Dimension extérieure, largeur nette en po (mm)    | 27 9/16 (700) |
| Dimension extérieure, profondeur nette en po (mm) | 35 7/16 (900) |
| Dimension extérieure, hauteur brute en po (mm)    | 3 3/16 (80)   |
| Dimension extérieure, largeur brute en po (mm)    | 31 1/8 (790)  |
| Dimension extérieure, profondeur brute en po (mm) | 39 (990)      |
| Poids net en lb (kg)                              | 32 (14,45)    |
| Poids brut en lb (kg)                             | 37 (16,75)    |