

PBMS-1

Tuyau balançoire

avec robinet mélangeur monotrou et bec pivotant haut



Code EAN: 4002515641880 / Numéro de matériel: 10249470 /
Ancien Numéro de matériel: 67820027D

Famille produit	
Lave-vaisselle à surchauffeur à capot	•
Famille produits/accessoires	
PG 8172	•
PG 8172 Eco	•
PTD 901	•
Catégorie de produit	
Table/accessoire de table	•
Dimensions et poids	
Dimension extérieure, hauteur nette en mm	0
Dimension extérieure, largeur nette en mm	0
Dimension extérieure, profondeur nette en mm	0
Dimension extérieure, hauteur brute en mm	29 5/8 (750)
Dimension extérieure, largeur brute en mm	20 7/8 (530)
Dimension extérieure, profondeur brute en mm	5 5/8 (140)
Poids net en kg	19 (8,50)
Poids brut en kg	21 (9,50)

- Convient pour tables d'entrée T 625-1 BUL et T 1200-1 BUR/BUL
- Support d'espacement mural compris