

A 810

Filet de protection

pour une fixation optimale de la charge fragile.



- Cadre en inox recouvert d'un filet plastifié, dim. 445 x 215 mm
- Particulièrement résistant et durable

Code EAN: 4002515676783 / Numéro de matériel: 10283650 /  
Ancien Numéro de matériel: 69501700D

Famille produit	
Laveurs-désinfecteurs, médical	•
Laveurs-désinfecteurs grande cuve, médical	•
Accessoires	
G 7826	•
PG 8527	•
PG 8528	•
G 7831	•
PG 8535	•
PG 8536	•
PG 8562	•
PG 8582	•
PG 8582 CD	•
PG 8592	•
Catégorie de produit	
Cache	•
Caractéristiques produit	
Matériau	Inox, Plastique
Couleur	Inox, Blanc
Domaine d'application	
Traitement des instruments chirurgicaux	•
Dimensions et poids	
Dimension extérieure, hauteur nette en po (mm)	0 (0)
Dimension extérieure, largeur nette en po (mm)	0 (0)
Dimension extérieure, profondeur nette en po (mm)	0 (0)
Dimension extérieure, hauteur brute en po (mm)	0 13/16 (20)
Dimension extérieure, largeur brute en po (mm)	9 5/16 (235)
Dimension extérieure, profondeur brute en po (mm)	18 9/16 (470)
Poids net en lb (kg)	1 (0,44)
Poids brut en lb (kg)	2 (0,57)