

A 810/1

Filet de protection

pour une fixation optimale de la charge fragile.



- Cadre en inox recouvert d'un filet plastifié, dim. 206 x 215 mm
- Particulièrement résistant et durable

Code EAN: 4002515671764 / Numéro de matériel: 10283670 /  
Ancien Numéro de matériel: 69501800D

Famille produit	
Laveurs-désinfecteurs, médical	•
Laveurs-désinfecteurs grande cuve, médical	•
Accessoires	
G 7826	•
PG 8527	•
PG 8528	•
G 7831	•
PG 8535	•
PG 8536	•
PG 8562	•
PG 8582	•
PG 8582 CD	•
PG 8592	•
Catégorie de produit	
Cache	•
Caractéristiques produit	
Matériau	Inox, Plastique
Couleur	Inox, Blanc
Dimensions et poids	
Dimension extérieure, hauteur nette en mm	0
Dimension extérieure, largeur nette en mm	0
Dimension extérieure, profondeur nette en mm	0
Dimension extérieure, hauteur brute en mm	0 7/8 (20)
Dimension extérieure, largeur brute en mm	9 3/8 (235)
Dimension extérieure, profondeur brute en mm	9 1/4 (232)
Poids net en kg	1 (0,28)
Poids brut en kg	1 (0,35)