


A 811

Filet de remplacement
pour changer le filet du système A 810



- Changement simple du filet
- Particulièrement résistant et durable

Code EAN: 4002515676790 / Numéro de matériel: 10283680 /
Ancien Numéro de matériel: 69501900D

Famille produit	
Laveurs-désinfecteurs, médical	•
Laveurs-désinfecteurs grande cuve, médical	•
Accessoires	
G 7826	•
PG 8527	•
PG 8528	•
G 7831	•
PG 8535	•
PG 8536	•
PG 8562	•
PG 8582	•
PG 8582 CD	•
PG 8592	•
Catégorie de produit	
Cache	•
Caractéristiques produit	
Matériau	Inox, Plastique
Couleur	Inox, Blanc
Dimensions et poids	
Dimension extérieure, hauteur nette en mm	0
Dimension extérieure, largeur nette en mm	0
Dimension extérieure, profondeur nette en mm	0
Dimension extérieure, hauteur brute en mm	0 13/16 (20)
Dimension extérieure, largeur brute en mm	9 5/16 (235)
Dimension extérieure, profondeur brute en mm	18 3/4 (475)
Poids net en kg	1 (0,09)
Poids brut en kg	1 (0,15)