


A 811/1

Filet de remplacement  
pour changer le filet du système A 810/1



- Changement simple du filet
- Particulièrement résistant et durable

Code EAN: 4002515676493 / Numéro de matériel: 10283690 /  
Ancien Numéro de matériel: 69502000D

<b>Famille produit</b>	
Laveurs-désinfecteurs, médical	•
Laveurs-désinfecteurs grande cuve, médical	•
<b>Accessoires</b>	
G 7826	•
PG 8527	•
PG 8528	•
G 7831	•
PG 8535	•
PG 8536	•
PG 8562	•
PG 8582	•
PG 8582 CD	•
PG 8592	•
<b>Catégorie de produit</b>	
Cache	•
<b>Caractéristiques produit</b>	
Matériau	Inox, Plastique
Couleur	Inox, Blanc
<b>Dimensions et poids</b>	
Dimension extérieure, hauteur nette en mm	0
Dimension extérieure, largeur nette en mm	0
Dimension extérieure, profondeur nette en mm	0
Dimension extérieure, hauteur brute en mm	0 7/8 (20)
Dimension extérieure, largeur brute en mm	9 1/8 (230)
Dimension extérieure, profondeur brute en mm	9 1/8 (230)
Poids net en kg	1 (0,02)
Poids brut en kg	1 (0,07)