


U 644-S

Panier

avec dispositifs inclinaison, pour meilleur nettoyage et séchage de 16 verres.



- 16 compartiments, dimensions de compartiment 4 1/2 (113) in (mm) x 4 1/2 (113) in (mm) mm
- Équipé d'un cadre supérieur haut
- Haut. 104/206/266, larg. 500 (incl. profils GN 530), prof. 500 mm
- Kit d'extension compris, composé d' extensions courtes et longues

Code EAN: 4002515673553 / Numéro de matériel: 10322500 /  
Ancien Numéro de matériel: 67664401D

Famille produit	
Lave-vaisselle à eau renouvelée	•
Lave-vaisselle à surchauffeur	•
Lave-vaisselle à surchauffeur à capot	•
Accessoires	
G 8066	•
PG 8067	•
PG 8041	•
PG 8043	•
PG 8045	•
PG 8055	•
PG 8055 U	•
PG 8056	•
PG 8056 U	•
PG 8057 TD	•
PG 8057 TD U	•
PG 8058	•
PG 8058 U	•
PG 8059	•
PG 8059 U	•
PG 8060	•
PG 8061	•
PG 8061 U	•
PG 8165	•
PG 8166	•
PG 8169	•
PG 8172	•
PG 8172 Eco	•
PTD 901	•
PG 8096	•
PG 8096 U	•
PG 8099	•
PG 8099 U	•
PFD 400	•
PFD 400 U	•
PFD 401	•
PFD 401 U	•
PFD 402	•
PFD 402 U	•
PFD 404	•
PFD 404 U	•
PFD 405	•
PFD 405 U	•
PFD 407	•
PFD 407 U	•
PFD 408 U	•
PTD 702	•
PTD 703	•
PTD 704	•

U 644-S

Panier

avec dispositifs inclinaison, pour meilleur nettoyage et séchage de 16 verres.



Code EAN: 4002515673553 / Numéro de matériel: 10322500 /  
Ancien Numéro de matériel: 67664401D

<b>Catégorie de produit</b>	
Panier à verres	•
<b>Caractéristiques produit</b>	
Matériau	Plastique
Couleur	Bleu, Jaune
Nombre de compléments	16
Largeur de compartiment en mm	4 1/2 (113)
Longueur de compartiment en mm	4 1/2 (113)
<b>Capacité</b>	
Verres de 140–175 mm de hauteur [nombre]	16
Verres de 200–230 mm de hauteur [nombre]	16
<b>Dimensions et poids</b>	
Dimension extérieure, hauteur nette en po (mm)	10 1/2 (266)
Dimension extérieure, largeur nette en po (mm)	19 11/16 (500)
Dimension extérieure, profondeur nette en po (mm)	19 11/16 (500)
Dimension extérieure, hauteur brute en po (mm)	5 3/8 (135)
Dimension extérieure, largeur brute en po (mm)	21 5/16 (540)
Dimension extérieure, profondeur brute en po (mm)	21 5/16 (540)
Poids net en lb (kg)	7 (3,00)
Poids brut en lb (kg)	9 (4,00)