

E 454/1

Gicleur à injection

pour un nettoyage optimal de divers instruments, en particulier les rectoscopes.



- Convient pour les rectoscopes.
Douilles de trocart et autres

Code EAN: 4002515722954 / Numéro de matériel: 10342490 /
Ancien Numéro de matériel: 69745402D

Famille produit	
Laveurs-désinfecteurs, médical	•
Laveurs-désinfecteurs grande cuve, médical	•
Accessoires	
G 7824	•
G 7826	•
PG 8527	•
PG 8528	•
PG 8535	•
PG 8536	•
PG 8562	•
PG 8582	•
PG 8582 CD	•
PG 8592	•
Catégorie de produit	
Gicleur à injection	•
Autres accessoires	•
Caractéristiques produit	
Matériau	Inox
Couleur	Inox
Domaine d'application	
Traitement des instruments avec lumen	•
Capacité	
Instruments avec lumen [nombre]	1
Dimensions et poids	
Dimension extérieure, hauteur nette en mm	0 3/8 (8) in (mm)
Dimension extérieure, largeur nette en mm	0 3/8 (8) in (mm)
Dimension extérieure, profondeur nette en mm	11 13/16 (300) in (mm)
Dimension extérieure, hauteur brute en mm	2 3/8 (60)
Dimension extérieure, largeur brute en mm	6 5/16 (160)
Dimension extérieure, profondeur brute en mm	13 13/16 (350)
Diamètre en mm	0 3/8 (8)
Poids net en kg	1 (0,06)
Poids brut en kg	1 (0,07)