

A 208

Chariot

pour la prise en charge optimale de 8 compléments à mailles.



- Gde capacité : traitement simult. de 8 compléments à mailles DIN
- 4 autres possibilités de raccordement pour instruments à cavité
- Si besoin, le niveau amovible augmente la hauteur de chargement

Code EAN: 4002515809242 / Numéro de matériel: 10616030 /
Ancien Numéro de matériel: 69620800D

Famille produit	
Laveurs-désinfecteurs, médical	•
Accessoires	
PG 8582	•
PG 8582 CD	•
PG 8592	•
Catégorie de produit	
Chariot pour les compléments à mailles	•
Caractéristiques produit	
Matériau	Inox, Plastique
Couleur	Inox, Noir
Domaine d'application	
Traitement des compléments à mailles	•
Capacité	
Compléments à mailles DIN [nombre]	8
Instruments avec lumen [nombre]	4
Raccordement électr. standard	
Nombre de phases de courant	0
Tension en V	0
Fréquence en Hz	0
Puissance totale de raccordement en kW	0,00
Protection par fusible en A	0
Dimensions et poids	
Dimension extérieure, hauteur nette en po (mm)	15 11/16 (397)
Dimension extérieure, largeur nette en po (mm)	20 7/8 (529)
Dimension extérieure, profondeur nette en po (mm)	21 1/2 (546)
Dimension extérieure, hauteur brute en po (mm)	10 11/16 (270)
Dimension extérieure, largeur brute en po (mm)	20 11/16 (525)
Dimension extérieure, profondeur brute en po (mm)	21 5/16 (540)
Poids net en lb (kg)	10 (4,40)
Poids brut en lb (kg)	15 (6,40)