

## A 815 Gicleur

pour un traitement optimal des instruments rotatifs avec spray externe.



- À utiliser avec A 812, A 813 ou dans le panier supérieur A 105/1
- Constitué de 4 gicleurs avec tuyaux silicone, long. env. 114 mm

Code EAN: 4002515830413 / Numéro de matériel: 10619690 /  
Ancien Numéro de matériel: 68681500D

<b>Famille produit</b>	
Laveurs-désinfecteurs	•
<b>Accessoires</b>	
PG 8581	•
PG 8591	•
<b>Catégorie de produit</b>	
Gicleur à injection	•
<b>Caractéristiques produit</b>	
Matériau	Inox, Plastique
Couleur	Inox, Transparent
<b>Domaine d'application</b>	
Traitement des instruments dentaires	•
<b>Capacité</b>	
Instruments rotatifs [nombre]	4
<b>Dimensions et poids</b>	
Dimension extérieure, hauteur nette en po (mm)	0 7/16 (10)
Dimension extérieure, largeur nette en po (mm)	0 7/16 (10)
Dimension extérieure, profondeur nette en po (mm)	4 1/2 (114)
Dimension extérieure, hauteur brute en po (mm)	3 3/16 (80)
Dimension extérieure, largeur brute en po (mm)	3 3/4 (95)
Dimension extérieure, profondeur brute en po (mm)	4 3/8 (110)
Diamètre en po (mm)	0 7/16 (10)
Poids net en lb (kg)	1 (0,05)
Poids brut en lb (kg)	1 (0,12)