

E 473/2

Filtre

avec couvercle, adapté à différentes petites pièces.



- Pour suspension
- Avec fermeture de couvercle très maniable

Code EAN: 4002515811962 / Numéro de matériel: 10623720 /  
Ancien Numéro de matériel: 69547303D

<b>Famille produit</b>	
Laveurs-désinfecteurs	•
Laveurs-désinfecteurs, médical	•
Laveurs-désinfecteurs grande cuve, médical	•
<b>Accessoires</b>	
G 7823	•
G 7824	•
G 7825	•
G 7826	•
PG 8527	•
PG 8528	•
G 7831	•
PG 8535	•
PG 8536	•
PG 8581	•
PG 8582	•
PG 8582 CD	•
PG 8591	•
PG 8592	•
PWD 8531	•
PWD 8532	•
PWD 8534	•
<b>Catégorie de produit</b>	
Autre complément	•
<b>Caractéristiques produit</b>	
Matériau	Inox
Couleur	Inox
<b>Domaine d'application</b>	
Traitement des instruments CMI	•
Traitement des instruments dentaires	•
<b>Dimensions et poids</b>	
Dimension extérieure, hauteur nette en mm	3 1/2 (88) in (mm)
Dimension extérieure, largeur nette en mm	2 5/8 (66) in (mm)
Dimension extérieure, profondeur nette en mm	2 5/8 (66) in (mm)
Dimension extérieure, hauteur brute en mm	3 3/16 (80)
Dimension extérieure, largeur brute en mm	3 3/4 (95)
Dimension extérieure, profondeur brute en mm	4 3/8 (110)
Poids net en kg	1 (0,10)
Poids brut en kg	1 (0,14)