

A 207
Chariot
pour la prise en charge optimale des micro-instruments.



- Traitement efficace : charge rapide et débit élevé
- Niveau sup. : max. 8 plateaux pr prise en charge instru. à cavité
- Niveau inf. : 8 plateaux horiz. pour instruments ophta. suppl.

Code EAN: 4002515815601 / Numéro de matériel: 10632400 /
Ancien Numéro de matériel: 69620700D

Famille produit	
Laveurs-désinfecteurs, médical	•
Accessoires	
PG 8582	•
PG 8582 CD	•
PG 8592	•
Catégorie de produit	
Chariot pour instruments d'ophtalmologie	•
Caractéristiques produit	
Matériau	Inox
Couleur	Inox
Possibilité d'ajouter un filtre central	•
Domaine d'application	
Traitement des instruments d'ophtalmologie	•
Capacité	
Plateaux [nombre]	16
Jeux de bloc opératoire pour micro-instruments [nombre]	8
Dimensions et poids	
Dimension extérieure, hauteur nette en po (mm)	17 1/4 (438)
Dimension extérieure, largeur nette en po (mm)	20 7/8 (530)
Dimension extérieure, profondeur nette en po (mm)	21 3/8 (542)
Dimension extérieure, hauteur brute en po (mm)	10 11/16 (270)
Dimension extérieure, largeur brute en po (mm)	20 11/16 (525)
Dimension extérieure, profondeur brute en po (mm)	21 5/16 (540)
Poids net en lb (kg)	10 (4,40)
Poids brut en lb (kg)	15 (6,40)
Paquet d'accessoires	
A 311 Support pour plateaux [nombre]	2
Tuyau de filtration, A 800 [nombre]	1
Brosse de nettoyage, A 804 [nombre]	1